FICHA TÉCNICA
DESFIBRILADOR AUTOMATICO EXTERNO
CARDIAC SCIENCE



Descripción

Hemos diseñado el DEA Powerheart G3 Plus con avisos de voz Rescue Coach™ para hablar con los rescatadores en cada paso. La descarga se produce automáticamente, sin tener que pulsar ningún botón y sin intervención humana. 9390A (versión totalmente automática)

Características Técnicas

Pantalla de texto: Presenta los avisos para el rescate en español para guiar al usuario por el proceso de rescate así como información adicional crítica para el rescate para los responsables de emergencias médicas.
Avisos de voz: Las instrucciones por voz de Rescue Coach en español guían al usuario con confianza por el proceso de rescate.
Indicadores visibles: Indicador del estado del Rescue Ready
Indicador: SmartGauge del estado de la batería.
Indicador de servicio: indicador de electrodos, visor de texto.
Alertas audibles Avisos de voz en español, alerta del sistema
Descarga de shock sincronizada
Característica incorporada de sincronización automática
Memoria interna Datos de ECG durante 60 minutos con anotación de eventos, funcionalidad de rescate múltiple
Reproducción ECG Se puede visualizar en un PC vía el software Rescuelink®
Comunicaciones Puerto serie o USB (vía adaptador) para PC con Windows
Sincronización reloj Sello de la hora del evento de rescate con los datos del evento

Este equipo incluye:

- (1) desfibrilador
- (1) batería IntelliSense (9146)
- (1) par de electrodos desfibriladores adulto (9131)
- (1) kit de herramientas: CD-Rom, Manual del DEA, Vídeo de formación, Rescuelink y MDLink, y
- (1) Cable serie de comunicaciones

Código

DESFIBRILADOR AUTOMATICO EXTERNO G3 PLUS: 252301810024

Empaque

Unidad.

Garantía

Garantía: 7 años
Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, Usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directamente a contacto@steelprosafety.com
El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

Aprobaciones

FDA
DEA Powerheart G3 Plus Automático con Directivas y protocolos 2005 de AHA/ERC

Advertencia

Observaciones: No seguir las recomendaciones del fabricante puede causar daños en el equipo.

